



9 rue Jacques Cartier

17440 AYTRÉ

Tél : 05 46 28 28 88

Fax : 05 46 28 28 84

www.emo-international.com

MONITEUR DE SIGNES VITAUX CHECKME PRO DOCTOR



Checkme Pro Doctor est un kit de santé médicale qui intègre la détection de l'ECG, de la saturation en oxygène du sang, de la température corporelle et de nombreux autres indicateurs corporels.

Moniteur SpO2

- Prend en charge le fonctionnement sans câble
- Un capteur SpO2 à couverture souple externe est disponible
- Un capteur SpO2 externe jetable est disponible
- La saturation en oxygène, la fréquence du pouls et la force du pouls sont disponibles

Compatible avec le tensiomètre (Modèle : AirBP)

- Travailler avec AirBP via Bluetooth
- Gérez ensemble toutes les données relatives aux signes vitaux



NOUS Contacter

05 46 28 28 88 - 07 61 64 30 97 ou 06 60 12 62 90 / commercial@emo-international.com

Les informations et photos contenues dans ce document sont non contractuelles et modifiables sans préavis



9 rue Jacques Cartier

17440 AYTRÉ

Tél : 05 46 28 28 88

Fax : 05 46 28 28 84

www.emo-international.com

Enregistreur ECG

- Câble de support et fonctionnement sans câble
- Taux d'échantillonnage de 500 Hz et large bande passante
- 30/60 s de forme d'onde de divulgation complète peuvent être rejouées
- L'algorithme ECG professionnel est capable de fournir la fréquence cardiaque et la durée QRS, le segment ST, l'intervalle QT / QTC et l'analyse du rythme
- QT / QTC peut aider à gérer les médicaments qui peuvent induire un allongement de l'intervalle QT



ECG Holter

- Enregistrer l'ECG en continu pendant 24 heures
- Vérifier le rapport et la forme d'onde ECG sur PC
- Le rapport comprend la fréquence cardiaque, le rythme et la VRC (variabilité de la fréquence cardiaque)
- Le rapport peut être imprimé ou enregistré au format PDF

NOUS CONTACTER

05 46 28 28 88 - 07 61 64 30 97 ou 06 60 12 62 90 / commercial@emo-international.com

Les informations et photos contenues dans ce document sont non contractuelles et modifiables sans préavis



9 rue Jacques Cartier

17440 AYTRÉ

Tél : 05 46 28 28 88

Fax : 05 46 28 28 84

www.emo-international.com

SPÉCIFICATIONS :

Mesure ECG

- Type de plomb : Électrodes ECG intégrées, Câble et électrodes ECG externes
- Jeu de fils : plomb I, plomb II
- Mode de mesure : épisode, continu

Mesure de la SpO2

- Plage de SpO2 : 70% à 100
- Précision SpO2 : 80-100% : $\pm 2\%$, 70-79% : $\pm 3\%$
- Gamme PR: 30 à 250 bpm
- Précision PR: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$
- Gamme PI : 0,5-15

Mesure de température

- Technique : température corporelle infrarouge
- Plage de mesure : 34,0 à 42,2 ° C (94,0 à 108,0 ° F)
- Précision de mesure : $\pm 0,2$ ° C ou $\pm 0,4$ ° F

Mesure de la pression artérielle

- Technologie : méthode oscillométrique
- Plage de mesure : 0 - 300 mmHg
- Précision de mesure : ± 3 mmHg

NOUS CONTACTER

05 46 28 28 88 - 07 61 64 30 97 ou 06 60 12 62 90 / commercial@emo-international.com

Les informations et photos contenues dans ce document sont non contractuelles et modifiables sans préavis