



9 rue Jacques Cartier

17440 AYTRÉ

Tél : 05 46 28 28 88

Fax : 05 46 28 28 84

www.emo-international.com

OXYMÈTRE DE POULS VIATOM FS20-C

L'oxymètre de pouls FS20C permet la mesure ponctuelle de la saturation d'oxygène en hémoglobine artérielle de vos patients. Au bout de quelques secondes, les résultats du SPO2 et de la fréquence du pouls sont obtenus.



Compact, portable et simple à utiliser, il est destiné à une utilisation sur l'adulte.

Placez le FS-20 C sur un doigt, en quelques secondes les mesures de la SPO2 et de la fréquence du pouls sont affichées.

Après 8 secondes après avoir retiré le doigt, l'oxymètre de pouls FS-20 C s'éteint automatiquement.

Caractéristiques techniques :

SpO2

Plage de mesure : 70 à 99 % + 2 digits

0% à 69% non spécifié

Résolution : 1%

Fréquence d'acquisition : 1 seconde

Temps moyen : 8 secondes

Fréquence de pouls

Plage de mesure : 25 à 250 + 3 digits

Résolution : 1 bpm

Fréquence d'acquisition : 1 seconde

Temps moyen : 8 secondes

Alimentation

Piles alcalines : 2 AAA

Consommation : 30 mA

Durée de vie des piles : 600 mesures ponctuelles avec 2 piles neuves à une température ambiante de 25 °C

Norme 80601-2-61

CE

NOUS CONTACTER

05 46 28 28 88 - 07 61 64 30 97 ou 06 60 12 62 90 / commercial@emo-international.com

Les informations et photos contenues dans ce document sont non contractuelles et modifiables sans préavis